

VeraSHAPE™

Radiofréquence + Vacuum + Lumière LED

Un soin global du corps et de la peau.



- > Traite l'obésité.
- > Gomme la cellulite.
- > Lifie le visage.
- > Réduit les rides.
- > Remodèle le corps.

Sans chirurgie, Ni indisponibilité !
Sans douleurs, efficace et sûr.

www.capactuel.com

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

VeraSHAPE™

Le VeraSHAPE™ est un dispositif esthétique portable qui regroupe une puissante radiofréquence multipolaire de 0,5 MHz, une lumière LED de 610 nm et un système vacuum intense de 580 mmHg pour un traitement global du corps et de la peau.

> Points forts

- Facile à transporter
- Sans risque
- Simple à utiliser
- Résultats immédiats
- Haute efficacité
- Forte rentabilité
- Séances courtes
- Pas d'indisponibilité


> Indications

- Traitement des rides
- Régénération du collagène
- Raffermissment cutané
- Réduction de la cellulite
- Réduction des graisses
- Réduction du tour de taille
- Lifting du visage
- Remodelage du corps
- Liposuccion Post-cure
- Problèmes musculaires

Appareil 3en1




Puissant Vacuum
> 580 mmHg




Stimule la peau, effet massant
Favorise le drainage.

Profonde RF Multipolaire
> 0,5 MHz



Réduit les cellules graisseuses avec un fort effet
thermique sur la couche graisseuse sous-cutanée.

Lumière LED Intense
> 610 nm



Lumière intense pulsée
pour une lipolyse additionnelle.

> Avantages du vacuum.

Le massage du tissu conjonctif permet l'afflux de sang oxygéné et de nutriments dans les tissus. Il favorise l'élimination des liquides chargés de déchets, stimule l'activité métabolique des éléments cellulaires, accélère la lipolyse, réduit le relâchement des tissus, les inesthétismes de la cellulite, les oedèmes et vergetures.

> Avantages de la radiofréquence.

La RF multipolaire du Verashape permet une émission d'ondes courtes où l'énergie générée est mieux répartie pour une action plus intense. A chaque changement de pôle, l'énergie cinétique est transformée en chaleur, laquelle va chauffer les tissus. L'objectif est de chauffer en profondeur, sans brûler la superficie, c'est-à-dire la peau. On arrive ainsi à chauffer directement entre 55 et 65°C en profondeur, ce qui permet de stimuler les fibroblastes (renouvellement du derme) dès 55°C et de casser la membrane des adipocytes (cellules grasses) à partir de 65°C.

> Avantages de la lumière led.

La lumière led intense pulsée est utilisée sous forme de projection d'un faisceau lumineux. Sa principale fonction est le traitement des peaux endommagées par des phénomènes liés à des stases lymphatiques et veineuses transitoires. Ciblée sur les fibroblastes, elle renforce et restructure le derme, appliquée en synergie avec la radiofréquence elle améliore le tonus, l'élasticité des tissus et la lipolyse en réactivant la circulation veineuse et lymphatique.

> Interface conviviale sur écran tactile

- Système d'écran 5" tactile LCD.
- Clair et intuitif à utiliser même pour les débutants.

> Compact et élégant

- Design lissé et épuré
- Facile à transporter

> 3 types de sondes des plus efficaces

- Tailles optimisées pour les traitements visage et corps.
- Design optimisé pour minimiser la fatigue au poignet.



> Entretien facile

- Le récipient de crème RF est monté séparément à l'extérieur.
- Pas de nettoyage interne de l'appareil après le traitement.

Bras



Poignée d'amour - Taille



Cuisses



Mollets



Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

VeraSHAPE™

> Spécifications techniques

Vacuum	Puissance Max 580mmHg - 4 modes de massages
Radiofréquence	Multipolaire 0.5Mhz
LED	Longueur d'onde de 610nm
Ecran	Ecran tactile 5' LCD
Poids	8,3 kg
Dimensions (mm)	341 (Largeur) x 344 (Profondeur) x 254 (Hauteur)
Pièce à main	Large - Normal - Etroit



Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

Révéler votre potentiel ! Le secret de votre succès...

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com